

一般検査 基本マスタ入力方法

1. 「基本マスタ管理メニュー」の「検査項目別設定」タブを選択

検索条件
 日常使用
 項目分類
 指定しない

合計 143 件

編集	コード	検査項目名称	
編集	101	グルコース	Glucose
編集	102	総ビリルビン	T-BIL
編集	103	直接ビリルビン	D-BIL
編集	104	ナトリウム	Na
編集	105	カリウム	K

2. コード 600「尿一般（測定装置、実施状況等登録）」を選択

検索条件
 日常使用
 項目分類
 指定しない

合計 143 件

編集	コード	検査項目名称	
編集	273	PSA	
編集	274	β2マイクログロブリン	β2M
編集	400	血液検査(測定装置、実施状況登録)	
編集	404	赤血球数	
編集	405	ヘマトクリット	
編集	406	MCV	
編集	600	尿一般(測定装置、実施状況等登録)	
編集	160	マグネシウム ドライケミストリー法	Mg-dry
編集	170	C反応性蛋白 ドライケミストリー法	CRP-dry
編集	169	LDL-コレステロール ドライケミストリー法	LDL-dry

3. 施設基本情報を入力して保存

施設基本情報入力

尿一般(測定装置、実施状況等登録) >> マスター一覧

測定装置 LAU301: US-3100, US-3100R, US-3100R Plus, US-3500, US-3500 MS, US-360 ▼ 選択

検査実施状況 1: 自施設 ▼ 選択

保存して閉じる キャンセルして閉じる

(ア) 測定装置：使用している装置をプルダウンから選択

(イ) 検査実施状況：自施設、外注等該当するものをプルダウンから選択

※試薬、検量、基準値の入力は不要です